



VSI 02/2020

Daha iyi kalite, daha fazla seçenek –
Elring'in yeni anaerobik ürün yelpazesi*

Eski			YENİ			
Tanım	Ürün no.		Tanım	Ürün no.	Ambalaj birimi	
Anaerobik sızdırmazlık macunları						
AFD 2018 kırmızı	75 ml	461.681 470.200 470.500 509.860	EL-Liq 74	50 ml	461.682	6 ad.
AFD 2000	50 ml	777.791 469.910	EL-Liq 73	50 ml	777.792	6 ad.
Vida sabitleyici						
El 2012 B	10 ml	700.500	EL-Loc 43	10 ml	700.501	9 ad.
Ürün yelpazesinde YENİ!			EL-Loc 43	50 ml	954.000	6 ad.
El 2012 G	10 ml	700.520	EL-Loc 70	10 ml	700.521	9 ad.
Ürün yelpazesinde YENİ!			EL-Loc 70	50 ml	954.010	6 ad.
Boru dışı contası						
Ürün yelpazesinde YENİ!			EL-Fil 77	50 ml	954.020	6 ad.
Ek bağlantısı						
Ürün yelpazesinde YENİ!			EL-Add 48	50 ml	954.030	6 ad.

*Tüm teknik özellikleri, teslimat biçimine ve raf ömrüne dair ayrıntıları ilgili ürünlerin www.elring.com adresinde bulunan teknik veri sayfalarında bulabilirsiniz

**DE/EN/FR/IT/PT/ES/RU/BG/CN/CZ/DK/EE/FI/GR/HR/HU/LT/LV/NL/NO/PL/RO/SE/SI/SK

ElringKlinger AG | Yedek parçalar bölümü

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Phone +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original

Biraz daha fazla mı olsun?

Vida sabitleyicilerimiz sadece 10 ml körüklü şişede değil, aynı zamanda 50 ml olarak da mevcuttur. 9 x 10 ml veya 6 x 50 ml ambalaj birimleri içinde temin edilebilmektedir.

Geniş ürün yelpazesi

Sizin için ürün yelpazemize EL-Fil 77 boru dışı contası ve yatak ve millerin sabitlenmesine çok uygun olan EL-Add 48 ek bağlantısını da ekledik.

Hassas uygulama

Anaerobik sızdırmazlık macunlarımız, temiz ve kolay bir şekilde uygulanabilmelerini sağlayan çevir-aç kapaklı pratik körüklü şişe içinde tedarik edilmektedir.

Hedefe daha hızlı ulaşın

Yeni anaerobik ürün yelpazesi, birkaç dakika içinde tutma dayanımına ulaşır ve bu sayede uzun süre beklemenize gerek kalmaz.

İnsanlar ve çevre için bir artı

Ürünlerin tamamı cildi tahriş etmez ve tehlikeli madde koduna sahip değildir.



eco-friendly

Bu işarete dikkat edin!

Tek başına her şey için!

Ambalaj uyarılarımız 25 dilde basılmıştır.**

ElringKlinger AG | Yedek parçalar bölümü

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Phone +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original